

气动样品切割机

型号：C0050

IDM[®]
instruments

IDM 气动样品切割机操作方便，制样迅速，可以使用各种范围冲模，非常适合切割各种尺寸试样。冲切模具可以固定在可移动顶盘上，或直接放置于试样上，操作者更换模具容易。

IDM 气动样品切割机是市场上一款冲切操作最简捷和通用的机器。机器非常适用于实验室和小批量生产线。

产品应用：

- 纸张和纸箱板
- 聚氨酯
- 塑料
- 金属薄片
- 纺织品
- 橡胶等许多其他材料

产品特点：

- 可连续切割一张或多张试样
- 双手控制阀操作，符合 EN574/AS4024 (双手控制机器，切割前抽出手指)
- 具有可拆卸台版
- 尺寸合适，适合放置在工作台保证工作空间
- 前置式进样设计，操作简便
- 最大厚度 95mm (压盘到切割板距离)

选配附具：

- 标准或定制工具钢或尺模及相应连接件
- 全不锈钢无尘室环境
- 备用切割板

产品规格：

型号	压力	切割面积	连接	尺寸	重量
C0050-1	0-3 吨	300*300mm	气压：80-100psi	H: 72* W: 44* D: 55cm	115 公斤
C0050-2	0-10 吨	300*300mm	液压	H: 72* W: 44* D: 55cm	235 公斤



澳大利亚 IDM 仪器公司.北京代表处
北京蓝瑞泰克科技有限公司
电话：010-67086989
传真：010-67085997
邮箱：idm@laryee.com
网站：www.idminstruments.cn