

# 取样器



Model: F0011—取样器

Model: C0032—50cm 切刀

取样器估算槽的阻力对瓦楞纸板施加一个垂直于纸板表面的压毁力。低压毁力值表明形成的波纹差，产品不合格或制成的波纹损坏。取样器使用夹具防止按压过程中试件上部的横向移动，并使切刀切割瓦楞纸板时能留下平滑的边角。

## 产品应用:

- 瓦楞纸板

## 产品特点:

- 双面刀片
- 操作简便
- 四角定位

## 优点:

- 使用方便
- 快速出结果
- 准确

## 参考标准:

- AS/NZS 1301.429s
- TAPPI T825

## 尺寸:

F0011: ● 高度: 62mm ● 半径: 97mm ● 重量: 1.5kg

C0032: ● 高度: 120mm ● 半径: 130mm ● 重量: 2.0kg



澳大利亚 IDM 仪器公司.北京代表处  
北京蓝瑞泰克科技有限公司  
电话: 010-67086989  
传真: 010-67085997  
邮箱: idm@laryee.com  
网站: www.idminstruments.cn