

# 透光度测试仪

型号：L0005

**IDM**<sup>®</sup>  
instruments

透光度测试仪专门用于评估各种形状的塑料容器的透光性能。用于制造塑料容器的原材料混合时细微变化往往会导致货架上成品外观的显著差异。

IDM 透光度测试仪提供了一种数字读出, 它允许您根据您的内部机构通过/失败的标准量化样品, 并获得一致的结果而尽量减少您的输入。

## 产品应用:

- 塑料容器

## 产品特点:

- 测光表
- 15W 灯
- 保持样品压力的弹簧圈
- 台式操作
- 过程快速简便

## 参考标准:

- N/A

## 优点:

- 使用方便
- 快速出结果
- 准确

## 连接:

- 电源: 220/240VAC,50HZ  
或 110VAC,60HZ  
(订购时请注明)

## 尺寸:

- 高度: 455mm
- 宽度: 143mm
- 深度: 230mm
- 重量: 9kg



澳大利亚 IDM 仪器公司.北京代表处  
北京蓝瑞泰克科技有限公司  
电话: 010-67086989  
传真: 010-67085997  
邮箱: idm@laryee.com  
网站: www.idminstruments.cn