

切割台

型号：G0004

IDM 公司提供各种范围的切割台去满足客户不同的需求。我们标准的切割台具有 110cm 的刀片，大尺寸的工作台和试样加持工具。

IDM[®]
instruments

产品应用：

- 纸张
- 纸板

产品特点：

- 110cm 长不锈钢切割刀片
- 刀片最大上扬角度 25 度
- 刀片可以再次磨砺
- 切割高度：4mm
- 刀片锁定装置
- 狭窄条状物切割装置
- 大尺寸工作台
- 安全装置
- 结实的金属结构
- 可折叠的桌子



产品优势：

- 使用简单
- 测试快速
- 结果精确

澳大利亚 IDM 仪器公司.北京代表处
北京蓝瑞泰克科技有限公司
电话：010-67086989
传真：010-67085997
邮箱：idm@laryee.com
网站：www.idminstruments.cn