

皮革类材料用数显测厚计

型号：T0008

该款仪器特别用于测试制鞋材料的厚度。此款仪器压头直径为 10mm，压力为 1N，符合澳大利亚/新西兰对于制鞋皮革类材料厚度的标准要求。

IDM[®]
instruments

产品应用：

- 鞋类

产品特点：

- 压头压力：1N
- 压头直径：10mm

产品优势：

- 使用简单
- 测试快速
- 结果精确

参考标准：

- AS/NZS 2210.2

选配附件：

- 数显表

产品尺寸：

- 高：250mm
- 长：100mm
- 宽：200mm



澳大利亚 IDM 仪器公司.北京代表处
北京蓝瑞泰克科技有限公司
电话：010-67086989
传真：010-67085997
邮箱：idm@laryee.com
网站：www.idminstruments.cn