

# 粘附力测试箱

型号：C0018

**IDM**<sup>®</sup>  
instruments

这款仪器用于测试胶黏结构材料的抗热性能。最多可模拟 10 个试样。测试时，试样上负载不同重量的砝码，悬挂 10 分钟后，观察其粘结力的抗热性能

## 产品应用：

- 胶黏剂

## 产品特点：

- 砝码：
  - 3\*0.5kg
  - 3\*1.0kg
  - 3\*1.5kg
  - 3\*2.0kg
  - 3\*2.5kg
- 温度控制：±1°C
- 箱体支架



## 产品优势：

- 方便使用
- 快速试验
- 结果准确

## 参考标准：

- SATRA AM3
- BS 5131: 1.1
- DIN 53273

澳大利亚 IDM 仪器公司.北京代表处  
北京蓝瑞泰克科技有限公司  
电话：010-67086989  
传真：010-67085997  
邮箱：idm@laryee.com  
网站：www.idminstruments.cn